

G A M E  R E A D Y[®]
INJURY TREATMENT RENTAL SYSTEM

LOUER.
GUÉRIR PLUS VITE.
MIEUX RÉCUPÉRER.



"Accélérer le temps de guérison d'au moins 20%"

Dr. Peter Millett / The Steadman Clinic

RÉDUIRE LA DOULEUR RÉDUIRE LES ŒDÈMES RÉDUIRE LA PRISE D'ANTALGIQUES ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION

Le système Game Ready® permet aux patients souffrant d'affections aiguës de l'appareil locomoteur ou en phase de guérison suite à une chirurgie orthopédique de récupérer plus rapidement.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Le système portable Game Ready® GRPro 2.1 et l'appareil Med4Elite® destiné aux cabinets médicaux se composent d'une unité de commande et de divers manchons dotés de la technologie ACCEL® (Active Compression and Cold Exchange Loop).

Selon l'appareil choisi, 4 options de traitement sont disponibles :

- > Refroidissement
- > Échauffement
- > Contraste chaud/froid rapide
- > Compression



MANCHONS ANATOMIQUES POUR L'HOMME & LE CHEVAL

Les manchons brevetés ATX® (Active Temperature Exchange) du système Game Ready® sont conçues de manière à optimiser la thérapie par la chaleur/le froid et la compression pour les principales parties du corps. Les manchons épousent parfaitement la forme du corps ce qui garantit un contact optimal à chaque utilisation et une plus grande efficacité.

Dans le domaine de la médecine humaine, les manchons sont disponibles pour toutes les parties et les extrémités du corps.

Dans le cadre de la médecine vétérinaire, divers manchons adaptés à l'anatomie équine sont disponibles.

REFROIDISSEMENT/ÉCHAUFFEMENT



Le principe d'un refroidissement et d'un échauffement des tissus plus rapide, plus profond et plus durable diminue ou, au contraire, accélère l'activité métabolique et facilite les mécanismes de régénération propres à l'organisme.



AJUSTEMENT PARFAIT

La pression par l'air permet un meilleur ajustement du manchon sur la partie du corps à traiter. Le système est ainsi en mesure de soutenir ou d'apporter de la chaleur sur le site de la blessure et d'intensifier ainsi l'efficacité du traitement.




CIRCULATION ACCÉLÉRÉE

La technologie brevetée des manchons mise au point par la NASA optimise la circulation d'eau froide ou chaude autour des tissus.



COMPRESSION ACTIVE

La compression pneumatique active reproduit l'alternance entre pression et décompression propre à la contraction musculaire et aide ainsi l'organisme à éliminer les œdèmes. Parallèlement, la circulation sanguine et l'apport d'oxygène indispensable à la régénération tissulaire sont activés.



SATISFACTION DES PATIENTS

LORS DE SONDAGES CONTINUS > 9700 PATIENTS DÉCLARENT *

96 %

... que GAME READY® leur a permis un meilleur rétablissement postopératoire que lors d'une intervention chirurgicale précédente utilisant une autre cryothérapie.

87 %

... que GAME READY® leur a permis de réduire la quantité d'analgésiques qu'ils ont pris ou d'arrêter d'en prendre plus tôt.

98 %

...qu'ils sont heureux [que leur médecin ou leur prestataire de soins leur ait proposé Game Ready comme option pour une meilleure récupération.

L'UNITÉ DE COMMANDE GR2.1 PRO®

L'unité de commande transportable et simple d'utilisation GRPro® 2.1 propose trois options : le froid, la compression ou une combinaison des deux.



L'unité de commande fournit des informations et un contrôle optimaux sur les traitements. Pression, température et durée peuvent être sélectionnées par simple pression d'une touche ou à l'aide d'une commande.

Les protocoles préprogrammés facilitent l'utilisation du système dans les cliniques, après l'entraînement ou la compétition, en déplacement, au domicile, dans une écurie ou dans une clinique vétérinaire.

GAME  READY®



CLINIQUES & HÔPITAUX

« En raison des aspects qualitatifs et économiques : rétablissement optimisé et accéléré, réduction du temps d'hospitalisation, diminution de la prise d'antalgiques, gestion réduite de la plaie et confort accru pour le patient. »



PHYSIOTHÉRAPIE

« Améliore la mobilisation avant d'engager une physiothérapie et constitue une méthode thérapeutique par le contraste, la compression et le froid, efficace, simple d'utilisation et polyvalente pour tout le corps. »



SPORTIFS & CLUBS DE SPORT

« La solution la plus efficace pour traiter les blessures : diminution de la durée des mises en arrêt des sportifs et récupération plus rapide après l'entraînement et lors de compétitions. »



UTILISATION PAR LES PARTICULIERS

« Permet une reprise plus rapide des activités de la vie courante ; simple d'utilisation, transportable et utilisable partout. »

Récupération plus rapide !
Moins de médicaments !
Guérison optimisée !
Liberté d'action plus grande !
Disponible pour les particuliers !
Disponible pour les chevaux !
Pas d'investissement important !



DISPONIBLE EN LOCATION!

ARTICLES EN LOCATION

MANCHONS MÉDICAUX



Genou CPM



Genou non fléchi



Botte



Cheville



Hanche



Dos/Ventre



Épaule



Thorax-cervicales



Coude fléchi



Bras/ Coude



Main/ Poignet

Consultez les conditions de location et/ou faites-nous parvenir vos demandes de location chez:

